


MEDI GUN

BEDIENUNGSANLEITUNG



Casada International GmbH
www.casada.com

DAS PRODUKT

MediGun von Casada ist ein kabelloses, hochmodernes Massagegerät, das hilft, Muskelkater und Verspannungen zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern, die Beweglichkeit zu optimieren und die allgemeine Verfassung der Bewegungsorgane im Körper zu verbessern.



SCHNURLOS / WIEDERAUFLADBAR
24V Lithium-Ion Batterie



GEWICHT
1,0kg

AUSSTATTUNG | TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNG



- 1 MediGun mit leistungsstarkem borstenlosem High-Tech-Motor
- 2 Austauschbare Aufsätze für den Kopf (x4) – Gabel, Patrone, Platte, Ball
- 3 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (mehr als 2 Stunden bei voller Ladung)
- 4 Geschwindigkeitsanzeige
- 5 Einstellmöglichkeit für den optimalen Druck
- 6 Batterieanzeige
- 7 AC-Schnittstelle
- 8 Ein/Aus-Schalter

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: Stufe 1 – 30Hz / Stufe 2 – 40Hz / Stufe 3 – 53Hz
Gewicht: 1,0kg
Spannung: 110–240V, 50/60Hz – 5A, 26V – DC – 1A

GEBRAUCHSANWEISUNG



BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

LADEN DES AKKUS

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung bis zu sechs Stunden lang vollständig auf.
- Verbinden Sie zum Laden das DC-Ende des mitgelieferten 26V-Adapters mit dem Ladeanschluss der Batterie und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, schalten Sie dann den Netzschalter in die Position ON zum Laden.
- Der Ladezustand der Batterie und der Ladevorgang werden durch Blinken der LED-Leuchte angezeigt.
- Sobald alle LEDs aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten, zeigt dies an, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Der Akku kann jederzeit und bei jedem Akkuladezustand aufgeladen werden.
- Wir empfehlen Ihnen jedoch nicht, den Akku bis zur roten LED vollständig zu entladen.
- Die durchschnittliche Laufzeit dieses Geräts beträgt ca. 2 Stunden, abhängig von der Geschwindigkeit und dem Druck während des Betriebs.

BEDIENUNG

1. Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite der Batterie auf die Position „ON“, um das Gerät zu starten. Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter auf „OFF“.
2. Bei eingeschaltetem Gerät den Geschwindigkeitsknopf einmal kurz drücken, um das Gerät auf Stufe eins zu schalten, zweimal, um das Gerät auf Stufe zwei und dreimal auf Stufe drei zu schalten. Durch erneutes Drücken des Geschwindigkeitsknopfs wird das Gerät ausgeschaltet. Die blauen LED-Leuchten zeigen den entsprechenden Frequenzbereich an.
3. Massieren Sie den gewünschten Körperabschnitt mit der gewünschten Geschwindigkeit und wenden Sie bei Bedarf den entsprechenden Druck an.
4. Wenn Sie das Gerät ausschalten, können Sie den Massagekopf mit der Hand herausziehen und auswechseln.

PFLEGE, REINIGUNG & LAGERUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Lappen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Zur Aufbewahrung oder auf Reisen nehmen Sie den Akku heraus und bewahren Sie ihn im mitgelieferten Karton auf.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

WARNHINWEISE

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern. Achten Sie darauf, dass die Lüftungöffnungen frei von Staub und Schmutz sind.
- Lösen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen.
- Bitte überschreiten Sie den Dauereinsatz von mehr als einer Stunde nicht. Vor der Wiederinbetriebnahme das Gerät 30 Minuten ruhen lassen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor dem Gebrauch vom Geräteakku.
- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet. Im Verletzungsfall ist der Gebrauch zu unterlassen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um die Risiken von Stromschlag, Feuer und Verletzungen zu vermeiden, darf dieses Produkt nur in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen eingesetzt werden:

- Ausschließlich nur für den Gebrauch durch Erwachsene.
- Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Kleidung durch leichtes Drücken und Bewegung über den Körper für ca. 60 Sekunden pro Region.
- Verwenden Sie die MediGun nur auf weichem Körpergewebe nach Ihren Wünschen, ohne dabei Schmerzen oder Unannehmlichkeiten zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder an harten oder knöchernen Stellen des Körpers anwenden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Applikatoren, die den gewünschten Effekt erzielen.
- Druckstellen können unabhängig von der Einstellung der Steuerung oder dem angewandten Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen regelmäßig und stoppen Sie sie sofort bei ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unannehmlichkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Finger, Haare oder andere Körperteile von der Spindel und der Rückseite des Applikators fern bleiben, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungöffnungen der MediGun.
- Eindringen von Wasser in die Lüftungöffnungen der MediGun vermeiden.
- Lassen Sie die MediGun nicht fallen und verwenden Sie sie nicht unsachgemäß.
- Nur mit dem mitgelieferten 24VDC MediGun Ladegerät aufladen.
- Prüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Manipulationen oder Veränderungen an MediGun sind nicht zulässig.
- Lassen Sie die MediGun niemals unbeaufsichtigt in Betrieb oder Aufladen.

KONTRAINDIKATION

Bitte verwenden Sie die MediGun nicht, ohne vorher die Genehmigung ihres Arztes einzuholen, wenn eine der folgenden Beschwerden vorliegt:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautentzündung, Herzschrittmacher, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolyse oder Spondylose, kürzliche Gelenkersatz oder IUP's, Metallstifte oder -platten oder irgendwelche Bedenken

bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit. Schwache Personen und Kinder sollten bei der Verwendung der MediGun von einem Erwachsenen betreut werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrationsgerät verwenden können, aber wir empfehlen Ihnen, vorab einen Arzt aufzusuchen. Es wird kontinuierlich an den Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Störungen geforscht. Dies wird voraussichtlich zu einer Kürzung der Liste der Kontraindikationen führen, wie oben gezeigt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationstraining in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen sinnvoll ist. Dies muss auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit.
Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen.
Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.
Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.
Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.
Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.
Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Wir Gratulieren!


Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness. Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

MEDI GUN

MANUAL



Casada International GmbH
www.casada.com

PRODUCT INTRODUCTION

MediGun by Casada is a wireless, state-of-the-art massage device that helps to reduce muscle soreness and tension, promote blood circulation, optimize mobility and improve the general condition of the body's musculoskeletal system.



CORDLESS / RECHARGEABLE
24V Lithium-Ion Battery

WEIGHT
2.2lbs / 1.0kg

SPECIFICATIONS | TECHNICAL DATA

SPECIFICATIONS



- 1 Advanced technology with powerful brushless High-Torque Motor
- 2 Interchangeable head attachments (x4) – Fork, Bullet, Flat, Round
- 3 Rechargeable Lithium-Ion battery (More than 2 Hours using time when full charged)
- 4 Gear indicator
- 5 Speed Settings for Optimal Pressure
- 6 Battery indicator
- 7 AC interface
- 8 ON/OFF Power Switch

TECHNICAL DATA

Frequency: Level 1 – 30Hz / Level 2 – 40Hz / Level 3 – 53Hz
Weight: 2.2lbs / 1.0kg
Charge: 110–240V, 50/60Hz – 5A, 26V – DC – 1A

USAGE INSTRUCTIONS

⚠️ USAGE INSTRUCTIONS PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

- Please fully charge up to six hours when first use.
- When charging, connect the DC end of the supplied 26V adapter to the battery's charging port and plug AC side cable into wall outlet, then turn the power switch to the ON position to charge.
- The LED light flashes to indicate the battery level and indicating it is charging.
- When all LED stop flashing and remain lit, it indicates that the battery was fully charged.
- Battery can be recharged at any time and at any battery level.
- It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level.
- This device average run-time is about 2 hours depending on speed level and pressure applied during using.

OPERATING

1. Turn the power switch on the bottom of the battery to the "ON" position to start the power. Turn the power switch to the "OFF" position to turn off the power.
2. With the power on, short-press the gear button once to turn device on to level one, twice to turn device to level two and three times to level three. Pressing the gear button again will turn the device off. The blue LED lights would indicate the corresponding frequency level.
3. Massage desired body part at the desired speed applying pressure as needed.
4. With power off, you can change the massage head and pull it out by hand.

MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean device and a dry with a soft cloth.
- For storage or travel, remove battery and store in supplied carton box.

DISCLAIMER

WARNINGS & CAUTION

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the charger from device battery after charging or prior to use.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER
To reduce risks of electric shock, fire, and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions:

- For adult use only.
- Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the body for approximately 60 seconds per region.
- Use the MediGun only on the body's soft tissue as desired without producing pain or discomfort. Do not use on head or any hard or bony area of the body.
- Use only the applicators that provide the best desired effect.
- Bruising can occur regardless of control setting or pressure applied. Check treated areas frequently and immediately stop at first sign of pain or discomfort.
- Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft and backside of the applicator as pinching may occur.
- Do not place any objects into the ventilation holes of the MediGun.
- Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes of the MediGun.
- Do not drop or misuse the MediGun.
- Only recharge with supplied 24VDC MediGun charger.
- Carefully examine device and battery before each use.
- Do not tamper or alter MediGun in any way.
- Never leave the MediGun operating or charging unattended.

DISCLAIMER

Please do not use the MediGun, or any vibration device without first obtaining approval from your doctor if any of the following apply:

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylolysis, recent joint replacements or IUD's, metal pins or plates or any concerns about your physical health.

Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contra indications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

WARRANTY

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt. The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period. The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorised dealer. The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the operating instructions and/or improper use of the product. If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne by the customer. Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and other physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The statements are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medical treatment. Every user is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a specialist, if the application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at the risk of the user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.

Congratulations!

With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health.

Since being established in 2000, the name CASADA stands for high quality products on the healthspa and fitness market. Today, CASADA-equipment is available in 37 countries world-wide. Constant further development, an unmistakable design and a focused orientation towards a better quality of life are what characterize CASADA-products, as much as their unbeatable and reliable quality.

In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.