



time to relax



ALPHASONIC

braintronics[®]
brainwave
stimulation system

MESSAGESEL MASSAGE CHAIR

ALPHASONIC

MASSAGESESSL MASSAGE CHAIR



BESONDERHEITEN SPECIALS

SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren. Shiatsu (finger press) is a form of body therapy originating in Japan. The massage technique consists of soft, rhythmic, far-reaching stretches and rotations. The aim of Shiatsu is to simulate individual parts of the body and to mobilise the muscles.



2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen. The intelligent 2D massage mechanism allows the massage chair to measure your back to determine a more exact position of the sections of the spine.



KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet. Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index finger or with both hands. This massage technique is used in particular to ease tension.



FLAP

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen gemindert. Circulation in the muscles is stimulated and the tendons are encouraged to stretch by means of light tapping with a cupped hand, which also reduces tension at the same time.



TAPPING

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden. Short, tapping movements are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at lung height, this can improve the release of mucus in the lung.



KNEAD & FLAP

Eine Massagekombination aus Kneading und Flapping. A massage combination of kneading and flapping.



BACK STRETCH ROLLING

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Targeted stretch massages activate the body and have an invigorating effect on the whole body.



ROLLING

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet. Pleasant alternation between relaxation and releasing the muscles – also perfectly suited for a final massage, for relaxation and recovery of the muscles.



CARBON HEATING

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind. Deeply penetrating Carbon infrared heat, blood vessels expand, the blood flow increases and the muscle tone is reduced. In addition, it carries out a highly beneficial effect on nerve cells, which are responsible for reporting pain to the brain.



GUA SHA

Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in Kombination mit Akupressur angewendet, um über die „Shu Punkte“ zusätzliche Reize auszulösen, welche zur Linderung von Beschwerden führen. The scraping of -GuaSha- with slight pressure opens superficial blood vessels and stimulates blood circulation. GuaSha is often applied in combination with acupressure „shu points“ to bring additional stimulation to relieve ache symptoms.



AIR COMPRESSION

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich. Rising and receding airbags have a pumping motion which produces natural muscle reflexes. This is particularly beneficial in the calf and foot area.



SHOULDER WIDTH

Die intelligente Scanning-Funktion ermöglicht die Einstellung einer ganz persönlichen Wohlfühlposition im Schulterbereich. The intelligent scanning features in the massage chair, everyone has their very personal variable comfort position in the shoulder area.



ARTHROSE TRACTION

Bei der Traction handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser wirkt stimulierend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstransport angeregt. Nährstoffe besser aufgenommen und Arthrose Beschwerden gelindert werden. Arthrose Traction is a gentle stretching and pressure. This stimulates the cartilages, so that liquid transport is stimulated, nutrients are better received and Arthrose symptoms can be alleviated.



MAGNET THERAPY

Es werden magnetische Wechselfelder im Körper erzeugt. Die Durchblutung sowie der Zellstoffwechsel werden positiv beeinflusst und der Sauerstoffgehalt im Zellgewebe erhöht.

Magnetic therapy generate magnetic alternating fields in your body. Blood circulation and cell metabolism can be influenced positively and oxygen content in cell tissues increases.



BRAINTRONICS

Die Braintronics Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich. Braintronics technology synchronises your brainwaves through audio stimulation. Combined with a specially developed massage programme your stress-ridden body will be able to relax. No matter whether you'd like to relax, dream or learn – anything's possible.



L-SHAPE

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß. You can expect a profound full body massage from the neck down to the buttocks.



S-LINE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden. With this automatic program the massage heads are working very close to your body, they massage the whole back down to your buttocks. The S-shaped mechanic is constructed after the natural anatomy of the spine.



ZERO SPACE

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel! For the lying-position the massage chair moves forward and therefore requires very little distance to the wall behind. Space saving and comfortable!



ZERO GRAVITY

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwerelos-Gefühl“. You put yourself in the position of an astronaut – that “weightless feeling”.



AUTOMATIC

4 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten. 4 specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



MEMORY

Mit der intelligenten Memory Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang. Mit den Tasten (M1 & M2) haben Sie die Möglichkeit zwei Programmabläufe zu speichern. Using the intelligent memory function the massage chair remembers your favourite massage exactly and begins immediately without a scan. You have the opportunity to save two programmes with different buttons (M1 & M2).



BACK AREA

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich. An individual applicable to any size massage area.



ADJUSTABLE FOOTREST

Die Fußstütze kann bis zu 15 cm verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an. The footrest can be extended up to 15 cm, this way it is adaptable to different body sizes.



ADJUSTABLE PILLOW

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren. If necessary, the double cushion can be placed to reduce the neck and shoulder massage intensity.



RECLINING POSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei. The adjustability of the backrest and footrest contributes to personal well-being of the body position.



SAFETY SHIELD

Sicherheitssensoren in der Stromversorgung stoppen bei übermäßigem Druck sämtliche Funktionen des Massagesessels, um Verletzungen vorzubeugen. In case of excessive pressure, security sensors in the power supply stop all functions of the massage chair to prevent injuries.



ADJUST SHOULDER

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden. The massage heads can be moved upward or downward to a suitable position in the shoulder area.



AIR INTENSITY

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar. Adjustable airbag massage intensity.



AIR AREA

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Körper). Three air pressure modes (full body, arm and leg / lower body).



SPOT

Die Massageköpfe können punktuell massieren. The massage heads can massage a particular spot.



SPEED

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar. Massage speed is adjustable.



WIDTH

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit). The distance between the both massage heads can be set (narrow, medium and wide).



VOLUME (BRAINTRONICS FUNCTION)

Regulierung der Lautstärke. Adjusting the volume.



ACUPRESSURE POINTS

Acht entscheidende Akkupressurpunkte (an den Oberschenkeln, Waden und Knöcheln) werden massiert. Eight key acupressure points on the thighs, calves and ankles are massaged.

LEIDENSCHAFT FÜR KÖRPER UND GEIST


Der Alphasonic – die perfekte Kombination aus innovativem Fortschritt und Erholung für Körper und Geist. Multifunktional in der Bedienung, sowie auffällig talentierte Massagetechniken und Programme, lassen ihn zu einem willkommenen Gefährten in jedem Wohnzimmer werden.

Ausgestattet mit dem braintronics Audiostimulation System für gestresste Gehirnwellen, ist er der Alleskönner der Casada Massagesessel-Familie. Lassen Sie Ihre Sorgen los und genießen Sie mit allen Sinnen die geführten Meditationsprogramme in Kombination mit wohltuender Massage.

PASSION FOR BODY & SOUL

The ALPHASONIC is the perfect combination of innovative progress and relaxation for body and mind. Multifunctional use as well as remarkably advanced massage techniques and programmes make him a welcome companion in every living room.

Equipped with the braintronics audio stimulation system for stressed brainwaves, Alphasonic is the all-rounder in Casada's massage chair family. Let go of all your worries and enjoy the guided meditation programmes in combination with a soothing massage with all of your senses.



ALPHASONIC


MASSAGESESSLER MASSAGE CHAIR



ALPHASONIC

MASSAGESESEL MASSAGE CHAIR

Maße aufrecht measurements upright	76 x 113 x 135 cm
Maße liegend measurements horizontal	76 x 92 x 185 cm
Gewicht weight	93,5 kg
Spannung power source	EU: 220-240 V ~ 50/60 Hz USA: 110-120 V ~ 60 Hz
Nennleistung rated power	150 W
Laufzeit current time	20 Minuten minutes
Farbe colour	schwarz black
Zertifikate certificates	   



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
www.casada.com