



SMART V MASSÁZSFOTEL

SMART V JELLEGZETESÉGEK

SHIATSU

SHIATSU

A shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika lágy, ritmikus mélyen ható nyújtásokból és rotációból áll. A shiatsu célja a test egyes pontjainak a stimulációja és az izmok mobilizálása.



GYÚRÁS

A bőrt és az izmot vagy a hüvelyk- és a mutatóujjal vagy mind a két kézzel megfogják, és gyúrák. Ezt a módszert mindenek előtt a merev izmok lazítására használják.



ÜTÖGETÉS

A kéz élével, lapos tenyérrel vagy ököllel rövid, ütögető mozdulatokat hajtanak végre. Ez elősegíti a vérkeringést és ellazítja a megmerevedett izmot. A tüdő magasságában végrehajtott ütögetés elősegítheti a tüdő nyálkától való megtisztulását.



GYÚRÁS ÉS ÜTÖGETÉS (DUAL ACTION)

Ez a funkció a gyúrás és az ütögetés technikáit kombinálja a megmerevedett izmok ellazítására és a vérkeringés egyidejű elősegítésére.



GÖRGETÉS

A görgetés kellemes változatosságot jelent az izomzat megfeszítése és ellazítása között, és ezért különlegesen nyugtató és ellazító hatása van. Ezt a módszert gyakran a masszázs végén használják az izomzat ellazítására és pihentetésére.



FÜTÉS (csak lábmasszírozó készülék)

Mélyhatású és meleget kisugárzó funkció, amely tökéletes ellazulást biztosít. A mélyre ható funkció különösen kellemes megmerevedett izmok kezelésére.



LÁBGÖRGŐ

Luxus lábmasszázs – még a lábgörgő sebessége is beállítható.



REFLEXZÓNÁK

A láb reflexzónáinak masszírozása helyreállítja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szinte valamennyi szervre.



LÉGNYOMÁS (csak lábmasszírozó készülék)

A felfújódó és leeresztő légszákak pumpáló mozgást eredményeznek, amely természetes izomreflexeket vált ki. Különösen kellemes a vádli és a láb területén.



AUTOMATIKA

A speciálisan kifejlesztett és a teljes testen ható automatikus programok különböző masszázstechnikák széles palettáját kínálják.



FEKVŐ HELYZET

A beállítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test számára legkellemesebb helyzet eléréséhez.



REFLEXZÓNÁK



LÁBGÖRGŐ

Műszaki adatok

Smart V masszázsfotel

Méret álló helyzetben	71 x 115 x 98 cm
Méret fekvő helyzetben	71 x 102 x 122,5 cm
Áramforrás	EU: I 10-230 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	50 W
Automatikus üzemidő	20 perc

Smart V lábtartó

Méret álló helyzetben	44,5 x 51,5 x 43,5 cm
Áramforrás	EU: I 10-230 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
Tanúsítványok	CE, PSE, RoHS, CERTIFIED

Casada Hungary Kft.

Központi iroda címe: 7622 Pécs, Siklósi út 22.

Telefon: (72) 551-781 Fax: (72) 551-556

www.casada.hu

Email: office@casada.hu